




BOY SX JuniorBOY SX TurboBOY SX



BOY SX (Typ 085)



Instrucciones de uso

Última actualización: 2011-11. Sujeto a modificaciones técnicas.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES	101
Generalidades	101
Presentación de las advertencias de seguridad	101
Utilización del compresor.....	101
Tratamiento de lactantes, niños y personas que necesitan ayuda.....	103
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	104
Componentes	104
Finalidad de uso	104
Elementos funcionales.....	105
Variantes y combinaciones del producto	106
Vida útil	106
MODO DE USO	107
Disposición	107
Preparación	108
Inhalación	110
Finalización de la inhalación.....	111
MANTENIMIENTO	112
Limpieza del compresor.....	112
Cambio del filtro.....	113
Reparaciones.....	114
Almacenamiento	114
DETECCIÓN DE FALLOS	115
DATOS TÉCNICOS.....	116
Generalidades	116
Clasificación según DIN EN 60601-1	116
Datos sobre compatibilidad electromagnética	117
Distancias de seguridad recomendadas.....	117
Condiciones ambientales de utilización.....	118

INFORMACIÓN ADICIONAL	119
Transporte y almacenamiento.....	119
Eliminación de residuos	119
Condiciones de garantía	119
Contacto.....	121
Explicación de los símbolos	121
RECAMBIOS	122

1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1.1 Generalidades

Lea detenidamente y en su totalidad estas instrucciones de uso y las de los accesorios suministrados. Consérvelas para poder consultarlas cuando sea necesario. Si no se respetan las instrucciones de uso existe el riesgo de provocar lesiones a las personas o daños en el producto.

1.2 Presentación de las advertencias de seguridad

Las advertencias de seguridad de estas instrucciones de uso se clasifican en varios niveles de peligro:

- La palabra **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar graves lesiones e incluso la muerte si no se toman las medidas de precaución adecuadas.
- La palabra **ATENCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar lesiones de grado leve o medio, o bien la ineficacia de la terapia, si no se toman las medidas de precaución adecuadas.
- La palabra **AVISO** se refiere a precauciones generales que se deben tener en cuenta al utilizar el producto para evitar daños en éste.

1.3 Utilización del compresor

El compresor es un aparato eléctrico, es decir, funciona con tensión eléctrica. Se ha diseñado para que ningún elemento conductor se encuentre accesible. No obstante, si las condiciones ambientales no son adecuadas o si el compresor o el cable de red sufren algún daño, es posible que dicha protección deje de existir. Tenga en cuenta las advertencias siguientes para evitar el deterioro del aparato y los consiguientes riesgos por contacto con elementos conductores (p. ej. descarga eléctrica):

- El compresor no está protegido contra las salpicaduras de agua. Evite en todo momento exponer el aparato y el cable de alimentación al contacto con líquidos o humedad. No toque nunca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe con las manos húmedas. No ponga en funcionamiento el aparato en ambientes húmedos.
- Utilice sólo el cable de alimentación PARI con el compresor.
- No deje nunca el compresor sin vigilancia mientras está en funcionamiento.
- Por razones de seguridad deberá desenchufar el aparato de la toma de corriente en las siguientes circunstancias:
 - Si se dan fallos de funcionamiento
 - Antes de limpiar el aparato
 - Inmediatamente después de utilizar el aparato
- Para desenchufar el aparato tire siempre de la clavija de enchufe y no del cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no queda doblado, aplastado o aprisionado en ningún momento. No pase el cable de alimentación por encima de cantos vivos.
- Mantenga el compresor y el cable de alimentación alejados de superficies calientes (p. ej. placas de cocción, calefactores, fuego). De lo contrario, la carcasa del compresor o el aislamiento del cable de alimentación podrían sufrir daños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de animales domésticos (p. ej. roedores). Podrían deteriorar el aislamiento del cable de alimentación.
- No ponga en funcionamiento el compresor y desenchúfelo de la toma de corriente inmediatamente si el compresor o el cable de alimentación están dañados o bien si sospecha que pueden estarlo después de haber sufrido una caída o un accidente similar.

1.4 Tratamiento de lactantes, niños y personas que necesitan ayuda

Los lactantes, los niños y las personas que necesitan ayuda sólo podrán realizar la inhalación bajo la supervisión constante de una persona adulta. Únicamente de ese modo se puede garantizar la eficacia y la seguridad del tratamiento. A menudo estas personas no perciben el peligro (como el riesgo de estrangulación con el cable de alimentación o con el tubo flexible), por lo que puede existir riesgo de lesiones.

El producto contiene piezas pequeñas. Las piezas pequeñas pueden obturar las vías respiratorias y suponer peligro de asfixia. Asegúrese de que el compresor, el nebulizador y los accesorios permanecen en todo momento fuera del alcance de bebés y niños pequeños.


El compresor es un aparato que funciona con electricidad. La terapia inhalada de lactantes, niños pequeños y personas que necesitan ayuda sólo se realizará bajo una supervisión constante. Sólo de ese modo se puede garantizar la eficacia y la seguridad de la terapia.

En condiciones normales de funcionamiento el aparato y el extremo del tubo conectado a la salida del compresor pueden calentarse mucho. Por consiguiente, deberá evitar que entren en contacto directo con la piel, en especial de las personas dependientes. El contacto directo prolongado con la piel puede provocar quemaduras, sobre todo en personas con una percepción alterada de la temperatura.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Componentes

Compruebe que le han sido suministrados todos los componentes que deben acompañar al compresor. Si falta algún componente póngase en contacto inmediatamente con el establecimiento en el que haya adquirido el compresor PARI.



- (1) Compresor
- (2) Cable de alimentación

2.2 Finalidad de uso


El compresor se utiliza para generar el aire comprimido necesario para el funcionamiento de un nebulizador PARI. El compresor sólo se puede utilizar con nebulizadores PARI. Sólo se puede utilizar en interiores.

La utilización del aparato para un fin no previsto o el uso de nebulizadores o accesorios de otros fabricantes puede afectar negativamente al tratamiento, causar daños en el aparato o incluso provocar lesiones.

PARI GmbH no se responsabilizará de ningún daño ocasionado por utilizar el compresor para fines distintos al previsto. Esto es válido especialmente si se utiliza el compresor para un fin no previsto o si se utilizan nebulizadores o accesorios de otros fabricantes. En estos casos se invalidarán los derechos de garantía.

2.3 Elementos funcionales

El compresor dispone de los siguientes elementos funcionales:



- (3) Interruptor
- (4) Conexión de tubo
- (5) Soporte del filtro
- (6) Soporte para el nebulizador
- (7) Hembrilla (parte posterior del aparato)
- (8) Placa identificativa (en la parte inferior del aparato)
- (9) Ranuras de ventilación
- (10) Asidero

2.4 Variantes y combinaciones del producto

El compresor PARI BOY SX está disponible en tres versiones distintas:

- PARI JuniorBOY SX (color de compresor: amarillo) con nebulizador LC SPRINT Junior, adaptador de tobera amarillo y mascarilla para bebés blanda con codo para bebés.
- PARI TurboBOY SX (color de compresor: azul) con nebulizador LC SPRINT, adaptador de tobera azul y mascarilla pediátrica.
- PARI BOY SX (color de compresor: azul) con nebulizador LC SPRINT, adaptador de tobera azul, mascarilla pediátrica y sistema PEP S. Incluye también un adaptador de tobera rojo

El compresor puede funcionar con los siguientes nebulizadores:

- Todos los nebulizadores de la familia PARI LC SPRINT
- Todos los nebulizadores de la familia PARI LC
- Nebulizador PARI LL

Todos los nebulizadores tienen sus propias instrucciones de uso, tanto si se adquieren con el equipamiento original como si se compran por separado.

2.5 Vida útil

La vida útil media prevista del compresor es de:

- 1.000 horas de servicio aproximadamente
- 5-6 años como máximo

3 MODO DE USO

3.1 Disposición

La estancia en la que se utilice el compresor debe cumplir ciertos requisitos [véase: 6.5 Condiciones ambientales de utilización]. El compresor no se puede utilizar en el exterior.



ATENCIÓN

Tenga en cuenta estas advertencias relativas a la disposición del compresor para evitar el **riesgo de lesiones o daños en el aparato**:

- Disponga el compresor sobre una base firme, llana, seca y libre de polvo. Las superficies blandas (p. ej. sofás, camas, manteles) no son adecuadas porque el compresor podría caerse.
- Coloque el cable de alimentación adecuadamente para que nadie tropiece o se enrede con él.
- Asegúrese de que los niños no puedan tirar del compresor agarrando el cable de alimentación o el tubo flexible.
- No utilice el compresor en zonas con mucho polvo. Cuando hay mucho polvo en el ambiente (p. ej. debajo de la cama o en talleres), o si se utiliza en el suelo, existe el riesgo de que se acumule polvo en el interior de la carcasa, lo que puede afectar negativamente al tratamiento o causar daños en el compresor.

 **ADVERTENCIA**

Tenga en cuenta las advertencias siguientes relativas a la disposición del compresor para evitar el **riesgo de incendio** por **cortocircuito**:

- No utilice el compresor cerca de objetos inflamables como cortinas, manteles o papel.
- No utilice el compresor en zonas con peligro de explosión ni en presencia de gases comburentes (como oxígeno, óxido nitroso o anestésicos inflamables).


3.2 Preparación

Antes de utilizar el compresor compruebe siempre que la carcasa, el cable de alimentación y el enchufe están en perfecto estado. Asegúrese de que la tensión eléctrica se corresponde con la tensión indicada en la placa identificativa del compresor. Utilice el compresor sólo si todos los componentes están intactos. No ponga en funcionamiento el compresor si éste o el cable de alimentación están dañados o bien si sospecha que pueden estarlo (por ejemplo después de haber sufrido una caída o si percibe un olor a plástico chamuscado).

Proceda como sigue para preparar el aparato para la inhalación:

- Monte el nebulizador siguiendo las instrucciones de uso de dicho nebulizador.
- Conecte el nebulizador en el soporte del compresor al efecto.


- Conecte el tubo flexible del nebulizador PARI a la conexión de tubo del compresor girándolo ligeramente.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que el otro extremo del tubo flexible PARI conectado al compresor está conectado al nebulizador PARI. Si se utilizan varios sistemas de tubos existe **peligro potencial de muerte** en caso de que se confundan las distintas posibilidades de conexión. Éste podría ser particularmente el caso de **pacientes dependientes** que necesitan nutrición artificial o una infusión continua.

- Conecte el cable de alimentación a la hembrilla del compresor.
- Introduzca el fármaco en el nebulizador siguiendo las instrucciones de uso de dicho nebulizador.
- Enchufe la clavija en una toma de corriente adecuada.



ADVERTENCIA


Los líquidos son conductores de electricidad, lo que va asociado al **riesgo de descarga eléctrica**. Por consiguiente no debe tocar nunca el cable de alimentación ni el enchufe con las manos húmedas.

3.3 Inhalación


Para evitar el sobrecalentamiento del compresor no lo cubra nunca mientras está funcionando y compruebe que las ranuras de ventilación laterales no están obstruidas. Si se cubre el compresor o las ranuras de ventilación se dificultará la refrigeración del compresor.

Realice la inhalación del siguiente modo:

- Extraiga el nebulizador de su soporte tirando de él hacia arriba.



- Ponga en marcha el compresor accionando el interruptor.
- Asegúrese de que se genera una nube de aerosol del fármaco antes de empezar con la inhalación.



ADVERTENCIA

Si se producen **daños en el aparato** se podría entrar en contacto con elementos conductores de electricidad y existir por ejemplo un **riesgo de descarga eléctrica**. Apague inmediatamente el compresor y extraiga el enchufe de la toma de corriente en caso de que el compresor o el cable de alimentación estén dañados o de que sospeche que pueden estarlo (por ejemplo después de haber sufrido una caída o si percibe un olor a plástico chamuscado).

- Realice la inhalación tal y como se indica en las instrucciones de uso del nebulizador.

3.4 Finalización de la inhalación

- Apague el compresor.
- Vuelva a colocar el nebulizador en su soporte.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente.

i Sólo se puede garantizar que el aparato está totalmente desconectado de la red si el enchufe se ha extraído de la toma de corriente.


4 MANTENIMIENTO

4.1 Limpieza del compresor

ADVERTENCIA

Los líquidos son conductores de electricidad, lo que va asociado al **riesgo de descarga eléctrica**. Por consiguiente, antes de limpiar el compresor apáguelo y extraiga el enchufe de la toma de corriente.

- Limpie la superficie exterior de la carcasa con un paño limpio y húmedo.



AVISO

La **penetración de líquidos** puede provocar **fallos en el aparato**. No rocíe líquidos sobre el compresor ni sobre el cable de alimentación.

Si ha penetrado algún líquido en el compresor no lo utilice bajo ningún concepto. Antes de volver a utilizar el compresor es imprescindible que se ponga en contacto con el servicio técnico de PARI GmbH o con el Centro de Atención de PARI [véase: 7.4 Contacto].

Tenga en cuenta las advertencias relativas a la limpieza incluidas en las respectivas instrucciones de uso antes de limpiar el nebulizador, el tubo flexible y los accesorios.

4.2 Cambio del filtro

En condiciones de funcionamiento normales es necesario sustituir el filtro del compresor cada 200 horas de funcionamiento o al menos una vez al año.

Revise el filtro además con regularidad (cada 10 inhalaciones). Si el filtro está sucio (tiene un color gris o pardo) u obstruido, cámbielo. Si el filtro se moja, también habrá que sustituirlo por uno nuevo.


El filtro no se puede limpiar y volver a utilizar.

AVISO


Utilice sólo filtros de aire de PARI previstos para ser utilizados con su compresor. De lo contrario, **el compresor podría sufrir daños.**

Para cambiar el filtro haga lo siguiente:

- Desenrosque el soporte del filtro del compresor con una moneda del tamaño adecuado.



- Retire el filtro usado del soporte y coloque el filtro nuevo.
- Coloque el soporte del filtro con el filtro nuevo en el compresor y apriételo con ayuda de una moneda.




4.3 Reparaciones

Sólo el servicio técnico de PARI GmbH o un servicio de asistencia técnica autorizado expresamente por PARI GmbH pueden realizar reparaciones en el compresor. La apertura o manipulación del compresor por otras personas invalidará de inmediato todos los derechos de garantía. En tal caso PARI GmbH no asumirá ninguna responsabilidad.

4.4 Almacenamiento

- Desenchufe el cable de alimentación del compresor.
- Enrolle el cable de alimentación y sujételo bajo el asidero del compresor antes de guardarlo.



AVISO

El cable de alimentación puede sufrir daños si se dobla. No enrolle el cable de alimentación alrededor del compresor.

Guarde el compresor y los accesorios protegidos de la radiación solar directa y permanente.

No guarde nunca el compresor enchufado a la corriente eléctrica, dado que los aparatos eléctricos enchufados pueden ser peligrosos.

5 DETECCIÓN DE FALLOS

Fallo	Posible causa	Instrucciones
El compresor no se pone en marcha.	El cable de alimentación no se ha conectado al aparato correctamente.	Compruebe que el cable de alimentación se encuentra correctamente asentado en la hembra del compresor.
	El cable de alimentación no está bien enchufado a la toma de corriente.	Compruebe que el enchufe se encuentra correctamente asentado en la toma de corriente.
No sale fármaco del nebulizador.	La tobera del nebulizador está obstruida.	Limpie el nebulizador.
	El tubo flexible no se encuentra correctamente conectado.	Compruebe que las conexiones del tubo se asientan correctamente.
	El tubo flexible tiene una fuga.	Cambie el tubo flexible.

Si se producen fallos que no se encuentran en esta lista o si no puede subsanar el fallo con las instrucciones facilitadas, póngase en contacto con el Centro de atención de PARI GmbH [véase: 7.4 Contacto].

6 DATOS TÉCNICOS

6.1 Generalidades

Tensión de alimentación [V] Frecuencia de red [Hz] Consumo de potencia [A]	Véase contracubierta
Dimensiones de la carcasa [cm]	19,2 × 14,5 × 15 (L × Al × An)
Caudal máximo del compresor (FreeFlow)	10,9 l/min
Caudal del compresor ¹⁾	aprox. 5,1 l/min
Nivel de presión acústica ²⁾	aprox. 56 dBA
Presión	aprox. 1,6 bar
Peso	1,7 kg

1) Contra la tobera del nebulizador PARI (Ø 0,48 mm)

2) Nivel máximo de presión acústica con ponderación A del compresor (según DIN EN 13544-1, apartado 26)

6.2 Clasificación según DIN EN 60601-1

Tipo de protección contra descarga eléctrica	Clase de protección II
Grado de protección contra descarga eléctrica de la parte aplicada (nebulizador)	Tipo BF
Grado de protección contra penetración de agua según IEC 529 (grado de protección IP)	Sin protección
Grado de protección en caso de aplicación en presencia de mezclas inflamables de anestésicos con aire, oxígeno u óxido nitroso	Sin protección
Modo de funcionamiento	Funcionamiento continuo

6.3 Datos sobre compatibilidad electromagnética

Los equipos electromédicos están sujetos a condiciones de seguridad específicas en relación con la compatibilidad electromagnética (CEM). Sólo se pueden instalar y utilizar si se cumplen los requisitos sobre CEM.

Los sistemas de comunicación de alta frecuencia móviles y portátiles pueden afectar a los equipos médicos eléctricos. El uso de accesorios, transformadores y cables distintos a los indicados (a excepción de los transformadores y cables que vende el fabricante del equipo médico eléctrico como piezas de recambio para componentes internos) puede provocar una elevada emisión de alta frecuencia o afectar a la resistencia a interferencias.

No apile el equipo con otros aparatos ni lo coloque junto a éstos. Si es necesario utilizar el equipo médico eléctrico apilado con otros aparatos o cerca de éstos se deberá vigilar para garantizar que funciona correctamente y según lo dispuesto en las instrucciones.

El aparato se acompaña de datos técnicos tabulados sobre compatibilidad electromagnética (requisitos sobre CEM). Éstos se pueden solicitar a PARI GmbH o se pueden descargar de la página del producto correspondiente haciendo clic en "Technical Data", en www.pari.de/en/products.

6.4 Distancias de seguridad recomendadas

Distancias de seguridad recomendadas entre aparatos de telecomunicaciones de alta frecuencia móviles y portátiles y el compresor PARI:

El compresor PARI se ha diseñado para funcionar en un entorno electromagnético en el que se controlan las magnitudes perturbadoras radiadas de alta frecuencia. El usuario puede contribuir a evitar la perturbación electromagnética guardando

las siguientes distancias mínimas recomendadas entre los sistemas de comunicación de alta frecuencia móviles y portátiles (emisores) y el compresor PARI en función de la potencia de salida máxima.

Distancia de seguridad en función de la frecuencia del emisor:

Potencia nominal del emisor [W]	150 kHz a 80 MHz $D = (3,5/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]	80 MHz a 800 MHz $D = (3,5/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]	800 MHz a 2,5 GHz $D = (7/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]
0,01	0,2	0,2	0,3
0,1	0,4	0,4	0,8
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de emisores cuya potencia nominal no aparece en la tabla se puede calcular la distancia utilizando la ecuación respectiva de cada columna, siendo "P" la potencia nominal del emisor en vatios (W) según los datos facilitados por el fabricante del emisor.

6.5 Condiciones ambientales de utilización

Temperatura ambiente	de +10°C a +30°C
Humedad relativa del aire	del 30% al 75% (no condensante)
Presión atmosférica	de 700 hPa a 1.060 hPa

7 INFORMACIÓN ADICIONAL

7.1 Transporte y almacenamiento

Temperatura ambiente mínima	-25°C (sin control de la humedad relativa del aire)
Temperatura ambiente máxima	+70°C (con una humedad relativa de hasta el 93% no condensante)
Humedad del aire	0% – 93%
Presión atmosférica	500 hPa – 1.060 hPa

7.2 Eliminación de residuos

Este producto entra en el ámbito de aplicación de la Directiva RAEE¹⁾. Por consiguiente, este producto no se puede desechar con la basura doméstica. Deberá respetarse la normativa nacional sobre eliminación de residuos (p. ej. eliminación a través de los ayuntamientos o de los distribuidores). El reciclaje de materiales sirve para reducir el consumo de materias primas y para proteger el medio ambiente.

1) Directiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

7.3 Condiciones de garantía

PARI le garantiza la ausencia de defectos de material y de fabricación en su aparato a partir de la fecha de compra y durante el periodo de garantía indicado en el certificado de garantía. Los derechos de garantía están sujetos a un plazo de prescripción de 12 meses. La garantía ofrecida por PARI también es válida para la obligación de garantía de su vendedor. Ni la garantía ni su ejercicio afectan en modo alguno los derechos legales que le asisten como consumidor frente a su vendedor en caso de existir algún defecto. El certificado de garantía debidamente sellado por el distribuidor es el documento que acredita la garantía y la propiedad.

¿Qué cubre la garantía?

En el caso excepcional de que el producto presentara algún defecto, PARI procederá, a su elección, a reparar el defecto, a sustituir el aparato o a devolver al comprador el precio pagado. El aparato podrá ser sustituido por otro idéntico o por un modelo con un equipamiento al menos equivalente. La sustitución o la reparación del aparato no motivan una nueva garantía. Todas las piezas y los aparatos usados sustituidos pasan a ser propiedad de PARI. Queda excluido cualquier otro derecho de reclamación. Esto es válido especialmente para todo tipo de reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. La exoneración de responsabilidad precedente no se aplicará si la causa de los daños obedece a dolo o negligencia grave ni en caso de responsabilidad por atentado contra la vida, la integridad física o la salud, por daños causados por productos defectuosos o por incumplimiento de las obligaciones esenciales derivadas del contrato de garantía.

La garantía no cubre los defectos ocasionados en el aparato:

- Si éste no se ha puesto en funcionamiento o utilizado como es debido siguiendo las instrucciones de uso.
- Por daños derivados de agentes externos como agua, fuego, impacto de un rayo o similares.
- Por daños derivados de un transporte inadecuado o por una caída.
- Si el aparato no se ha tratado o cuidado adecuadamente.
- Si se ha alterado, eliminado o modificado el número de serie del aparato y se ha dejado ilegible.
- Si se han realizado reparaciones, adaptaciones o cambios en el aparato por parte de personas no autorizadas por PARI.

Por lo demás, la garantía no cubre piezas de desgaste, es decir, piezas del aparato sometidas a un desgaste normal.

Para realizar una reclamación lleve el aparato completo a su distribuidor autorizado o envíenoslo en su envase original y a portes pagados junto con el certificado de garantía sellado por el distribuidor.

El "periodo de garantía" se inicia a partir de la fecha de compra.

7.4 Contacto

Si desea obtener cualquier tipo de información sobre nuestros productos y en caso de fallos o consultas sobre el uso diríjase a nuestro Centro de Atención:




Tel.: +49 (0)8151-279 279 (atención en alemán)
+49 (0)8151-279 220 (internacional)







Para reparaciones y para ejercer la garantía envíe el aparato a la siguiente dirección:

PARI GmbH – Technischer Service
Holzhofstr. 10b, 82362 Weilheim, Alemania

7.5 Explicación de los símbolos

El compresor y el envase presentan los siguientes símbolos:

	Siga las instrucciones de uso (fondo = azul, símbolo = blanco)
SN	Número de serie del aparato
●/○	Encendido/Apagado
~	Corriente alterna
	Grado de protección de la parte aplicada: tipo BF
	Presérvese de la humedad

	Clase de protección II
	Temperatura ambiente mínima y máxima
	Humedad del aire mínima y máxima
	Presión atmosférica mínima y máxima
	Este producto sanitario se ha comercializado después del 13 de agosto de 2005. Este producto no se puede desechar con la basura doméstica. El símbolo del contenedor de basura tachado indica la necesidad de una recogida selectiva.
	Fabricante
	El compresor cumple los requisitos esenciales establecidos en el anexo I de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

8 RECAMBIOS

Descripción	N.º ref.
Filtro PARI BOY (pack de 5)	041B4852
Filtro con soporte a rosca (sólo para el compresor modelo 085)	085B1130
Cable de alimentación para compresores PARI BOY SX (1,5 m)	041E8236