

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: Compruebe que ninguna de las piezas haya sufrido daños durante el transporte. Si detecta algún desperfecto, NO utilice el dispositivo. Póngase en contacto con el transportista o con Invacare para obtener más instrucciones.

Resumen de seguridad

Para garantizar la instalación segura y adecuada de PreciseR_x™, se DEBEN seguir estas instrucciones:

⚠ ADVERTENCIA

NO utilice este producto ni cualquier otro equipo opcional disponible sin antes haber leído y comprendido estas instrucciones y cualquier otro material informativo adicional, como manuales del usuario, manuales de servicio u hojas de instrucciones proporcionados con este producto o equipo opcional. Si tiene alguna duda relacionada con las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario, su distribuidor o un técnico antes de intentar utilizar este equipo. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan lesiones o daños.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LOS ACCESORIOS

Los productos Invacare están específicamente diseñados y fabricados para utilizarse con los accesorios Invacare. Invacare no ha probado los accesorios diseñados por otros fabricantes y, por consiguiente, estos no están recomendados para su empleo con los productos Invacare.

⚠ ADVERTENCIA

NO FUME mientras utilice este dispositivo. Mantenga las cerillas, los cigarrillos encendidos y otras fuentes de ignición alejados de la estancia en la que se encuentre este producto y alejados del lugar en que se suministra el oxígeno.

Los carteles de **NO FUMAR** deben exponerse de manera destacada. Los textiles y otros materiales que normalmente no arden, prenden fuego y se queman con mayor intensidad en aire enriquecido con oxígeno. Si no se tiene en cuenta esta advertencia, se pueden producir incendios graves, daños en la propiedad y lesiones físicas o incluso la muerte.

Si aceite, grasa o sustancias aceitosas entran en contacto con el oxígeno bajo presión se puede provocar un encendido espontáneo y violento. Entre algunos ejemplos de artículos que se deben evitar se encuentran las cremas o lociones para manos, los aceites comestibles, los aceites o protectores solares y otras sustancias oleaginosas similares. Si usa estos tipos de productos, lávese las manos antes de usarlo. Estas sustancias se **DEBEN** mantener lejos del concentrador de oxígeno, las tuberías y conexiones y cualquier otro tipo de equipo de oxígeno. **NO** utilice lubricantes salvo recomendación de Invacare.

El caudalímetro pediátrico PreciseR_x está diseñado para soportar una presión de entrada de solamente 34,5 kPa (5 psi). El caudalímetro solamente se aplica con concentradores Invacare con la presión de salida de 34,4 kPa (5 psi). Mantener fuera del alcance de los niños.

NO desmonte el producto. Para cualquier operación de mantenimiento recurra al personal de servicio cualificado.



Este kit contiene: Un soporte de caudalímetro

Este kit no contiene: Tubería de oxígeno resistente a aplastamientos, cánula nasal pediátrica, botella humidificadora y adaptador (si corresponde)

PARÁMETROS TÍPICOS DEL PRODUCTO

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE ENTRADA:	34,5 ± 3,45 KPa (5 ± 0,5 psi)
ENTRADA DE OXÍGENO:	2 L/min
SALIDA DE OXÍGENO:	0 - 750 cc/min (0 - ¾ L/min)
FLUJO AJUSTABLE EN INCREMENTOS	50 cc/min (1/16 L/min)
PRECISIÓN DEL FLUJO:	± 10 % de la escala completa

Para obtener más información sobre los productos, las piezas y los servicios Invacare, visite www.invacare.com

ANCHO:	11,94 cm (4,7 pulgadas)
ALTO:	14,48 cm (5,7 pulgadas)
PROFUNDIDAD:	14,48 cm (5,7 pulgadas)
PESO:	0,8 kg (1,86 libras)
PESO CON EMBALAJE:	1,1 kg (2,40 libras)
	Entrada
	Salida
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	De 10° C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	De -29 °C a 70 °C (de 20 a 158 °F)

Manipulación

Desempaquete/inspección

1. Compruebe si la caja o su contenido han sufrido algún daño evidente. Si el daño es notorio, notifíquelo a la empresa de transporte/distribuidor para recibir más instrucciones.
2. Retire todo el embalaje suelto de la caja.
3. Retire con cuidado todos los componentes de la caja.

NOTA: Los materiales de embalaje y la caja guardarse para usarlos más adelante.

4. Examine el exterior del caudalímetro para comprobar que no presenta muescas, abolladuras, arañazos u otros daños. Examine todos los componentes.

Almacenaje

1. Almacene el caudalímetro embalado de nuevo en una zona seca.
2. NO coloque otros objetos encima del dispositivo una vez embalado de nuevo.

Constitución típica

⚠ ADVERTENCIA

Coloque la cánula en el paciente solamente después de haber realizado todas las conexiones de la tubería. Si no se sigue esta secuencia se podría provocar la retroalimentación del agua a través la tubería.

Cuando ajuste el caudalímetro pediátrico, dicho caudalímetro en el concentrador de oxígeno se DEBE establecer en 2,0 L/min. Si no se cumple con este procedimiento se provocarán velocidades de flujo incorrectas en los pacientes. Invacare recomienda que con este producto se use tubería de oxígeno resistente a aplastamientos (no suministrada).

Si no se prescribe una botella humidificadora, la tubería de oxígeno no debe exceder los 7,6 m (25 pies) de longitud total desde el caudalímetro pediátrico hasta el paciente y la longitud de TODA la tubería NO debe exceder los 15,2 m (50 pies).

Si se prescribe una botella humidificadora, la tubería de oxígeno no debe exceder los 7,6 m (25 pies) de longitud total desde la botella humidificadora hasta el paciente y la longitud de TODA la tubería del caudalímetro pediátrico NO debe exceder los 11,8 m (39 pies).

NOTA: Para acceder a este procedimiento, consulte la FIGURA 1 o la FIGURA 2.

1. Coloque el soporte del caudalímetro pediátrico encima de la mesa.
2. Gire la perilla del caudalímetro pediátrico hasta alcanzar la posición de apertura total.
3. Pulse el interruptor de alimentación del concentrador en la posición «On» (encendido) (I). La luz de encendido ubicada en el panel de control se encenderá en VERDE. La alarma emitirá un sonido que indica que el sistema funciona correctamente.
4. Establezca el concentrador de oxígeno en 2,0 L/min.

NOTA: Deje que el concentrador funcione un mínimo de 30 min. para garantizar el nivel de concentración apropiado.

NOTA: Los accesorios: la tubería de oxígeno, el conector de la tubería, la cánula y botella humidificadora con adaptador no se suministran con el caudalímetro pediátrico.

Instalación si no se ha prescrito una botella humidificadora

NOTA: Para obtener información sobre este procedimiento, consulte la FIGURA 1.

1. Conecte una tubería de oxígeno de 2,1 m (7 pies) desde el montaje de salida del concentrador hasta el montaje de entrada del caudalímetro pediátrico.
2. Conecte una tubería de oxígeno de una longitud máxima de 7,6 m (25 pies) (no aparece en la imagen) al montaje de salida del caudalímetro pediátrico.
3. Fije el extremo opuesto de la tubería de oxígeno a la cánula nasal mediante el conector adecuado de la tubería de oxígeno según corresponda (no aparece en la imagen).




FIGURA 1 Instalación típica - Armado si No se ha prescrito una botella humidificadora

Instalación si se ha prescrito una botella humidificadora

NOTA: Para obtener información sobre este procedimiento, consulte la FIGURA 2.

1. Conecte una tubería de oxígeno de un máximo de 2,1 m (7 pies) desde el montaje de salida del concentrador hasta el montaje de entrada del caudalímetro pediátrico.
2. Siga las indicaciones provistas por el fabricante de la botella humidificadora para saber cómo llenar y conectar la tubería de oxígeno.
3. Después de llenar la botella humidificadora con agua, colóquela en el compartimento del humidificador del concentrador Invacare (para montar la botella consulte el manual del propietario del concentrador).
4. Conecte la tubería de oxígeno de un máximo de 2,1 m (7 pies) desde el montaje de salida del caudalímetro pediátrico hasta la entrada de la botella humidificadora (use un adaptador adecuado en caso aplicable).
5. Conecte la tubería de oxígeno de un máximo de 7,6 m (25 pies) a la salida de la botella humidificadora (no aparece en la imagen).
6. Fije el extremo opuesto de la tubería de oxígeno a la cánula nasal mediante el conector adecuado de la tubería de oxígeno (no aparece en la imagen).




FIGURA 2 Instalación típica - Armado si se ha prescrito una botella humidificadora

PRECAUCION

NO enrolle la tubería de oxígeno resistente a aplastamientos en un suelo FRÍO o dentro del tubo se formará condensación

Configuración de la velocidad de flujo en el caudalímetro pediátrico

NOTA: Para obtener información sobre este procedimiento, consulte la FIGURA 3.

⚠ ADVERTENCIA

NO seleccione una configuración diferente a menos que su médico le haya prescrito un cambio en la velocidad de flujo del caudalímetro pediátrico PreciseR_x.

PRECAUCIÓN

NO permita el ingreso de agua u otras sustancias por las aberturas del caudalímetro. NO sumerja el soporte, el caudalímetro ni la tubería.

1. Configure el caudalímetro pediátrico de acuerdo con la configuración prescrita por el médico.

NOTA: La velocidad de flujo en el caudalímetro del concentrador estándar caerá por debajo de la configuración de los 2,0 L/min. una vez que el caudalímetro pediátrico Invacare PreciseRx esté instalado y en funcionamiento.

2. Centre la esfera del caudalímetro pediátrico con la línea de la velocidad de flujo prescrita. Esto garantizará una velocidad de flujo precisa.

3. Colóquelo la cánula al paciente.

NOTA: La unidad exterior se puede limpiar con agua tibia jabonosa. Limpie con un paño húmedo suave y seque por completo.



FIGURA 3 Configuración de la velocidad de flujo en el caudalímetro pediátrico

GARANTÍA LIMITADA

United Kingdom:

Invacare Ltd, South Road, Bridgend Industrial Estate, UK-Bridgend CF31 3PY
Tel.: (44) (0)1656 664 321, Fax: (44) (0)1656 667 532

UK@invacare.com

Ireland:

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel.: (353) 1 810 7084, fax: (353) 1 810 7085

eire@invacare.com



Yes, you can.

Invacare Corporation

USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
440-329-6000
800-333-6900
Servicios técnicos
440-329-6593
800-832-4707



Representante en la UE
Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica
Tel.: (49) (0)57 31 754 0
Fax: (49) (0)57 31 754 52191

www.invacare.com

Invacare Corporation
2101 E. Lake Mary Blvd.
Sanford, FL 32773
800-832-4707



© 2012 Invacare Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibido volver a publicar, copiar o modificar, en parte o por completo, sin previo consentimiento por escrito de Invacare. Las marcas comerciales se identifican con los símbolos TM y [®]. Todas las marcas comerciales son propiedad o están bajo licencia de Invacare Corporation o de sus filiales, a menos que se indique lo contrario.

N.º de pieza I150712_es
Rev C - 09/12

